

Gel Let: protocole d'utilisation

SECTEURS PEDIATRIQUE CONCERNES : Néonatalogie Pédiatrie / SC Urgence

DEFINITION

Gel anesthésique stérile, en seringue unidoses de 1,5 g
Il est composé de : Lidocaïne 4%, épinéphrine¹ 0,05%, tétracaïne 0,5 %.

INDICATIONS

Anesthésie cutanée avant suture faciale, sur le cuir chevelu et autres petites plaies.

CONTRE-INDICATIONS

- sur les extrémités (doigts, orteils, paupière, nez, pénis etc.),
- sur les muqueuses (bouches, muqueuses génitales etc.)

MATERIEL

- 1 seringue de gel let
- 1 paquet de compresses stériles
- 1 flacon d'Hibidil®
- 1 paquet de compresses stériles non adhésives
- 1 bande

DEROULEMENT DU SOIN

- Nettoyer la plaie avec de l'Hibidil®.
- Dépose le gel dans la plaie et sur ses berges après aval du médecin assistant.
- Couvrir avec une compresse stérile **non adhésive** et une bande.
- **Attendre 45 mn minimum** pour suturer (le blanchiment des berges de la plaie est un signe objectif d'action du gel).

ENTRETIEN DU MATERIEL

Le gel LET se conserve à T° ambiante et doit être éliminé après ouverture.

DOCUMENTS EN LIEN

- Suture, GT Urgences.

BIBLIOGRAPHIE

C. Balice-Bourgois et all., Evaluation de l'efficacité d'un gel anesthésique topique (LET) pour la suture des plaies cutanées simples chez l'enfant, Pediatrica vol.19, n°2, 2008, p. 27-29.

¹ = Adrénaline